

체성분 분석 결과지

Body Composition Analysis Report · 문서번호 USER-B-SESSION-01 · 1회차

합성 데이터 · 교육/테스트 전용
SYNTHETIC — NOT A REAL MEASUREMENT

성명	박지은	나이	32 세	성별	여성	신장	163.2 cm
측정일시	2026-08-18 14:07	측정기기	BodyScan Pro 970	측정방식	8점 접촉식 전극 / 다주파수 생체전기저항 분석		

1. 체성분 분석 Body Composition Analysis

항목	측정값 (kg)	표준범위 (kg)	판정	그래프
체수분	27.7	28.9 ~ 35.3	표준이하	
단백질	7.40	7.70 ~ 9.40	표준이하	
무기질	2.40	2.64 ~ 3.23	표준이하	
체지방량	8.10	10.10 ~ 15.70	표준이하	
제지방량 (FFM)	37.5	체수분 + 단백질 + 무기질 = 27.7 + 7.4 + 2.4		
체중 (Weight)	45.6	제지방량 + 체지방량 = 37.5 + 8.1		

체수분 상세 세포내수분 17.2 kg / 세포외수분 10.5 kg / 세포외수분비 0.379 (표준 0.360 ~ 0.390, 표준)

2. 골격근·지방 분석 Muscle-Fat Analysis

표준 대비 (%)	25	50	75	100	125	150	175	200
체중 Weight	45.6 kg (81.5%)							
골격근량 SMM	19.8 kg (36.5%)							
체지방량 BFM	8.1 kg (62.8%)							

체형 판정 D자형 (막대 끝점 연결 형태 · 표준체중 55.9 kg 기준)

그래프 형태는 D자형이나 체중·골격근량·체지방량 세 지표가 모두 표준 미달입니다. 이상적 체형이 아니라 저체중 상태의 상대적 균형이며, 절대량 부족이 핵심 소견입니다.

해석 주의 — D자형을 '이상적'으로 판정하면 오판입니다. 표준 대비 백분율이 모두 100% 미만인지 반드시 함께 확인해야 합니다.

3. 비만 분석 Obesity Analysis

단위 kg/m²	5	10	15	20	25	30	35	40
체질량지수 kg/m²	17.1 kg/m²				표준이하			
단위 %	10	20	30	40	50			
체지방률 %	17.8 %		표준이하					

BMI (체질량지수) 키와 체중만으로 산출하는 겉보기 비만도 지표 → 17.1 kg/m², 저체중 (대한비만학회 기준 (18.5 미만 저체중))

PBF (체지방률) 체중에서 체지방이 차지하는 실제 비율 → 17.8 %, 여성 표준 18.0 ~ 28.0 %

4. 부위별 근육 분석 Segmental Lean Analysis

부위	근육량 (kg)	표준 (kg)	표준대비 (%)	판정	그래프
오른팔	1.86	2.10	88.6	표준이하	
왼팔	1.80	2.10	85.7	표준이하	
몸통	17.62	19.80	89.0	표준이하	
오른다리	5.88	6.50	90.5	표준이하	
왼다리	5.80	6.50	89.2	표준이하	

좌우 균형 상지 편차 3.3 % / 하지 편차 1.4 % → 양호

상하 균형 균형 — 다만 5개 부위 전부 표준 이하로 전신 근육량 부족

부가 지표 Additional Metrics

복부지방률 (WHR)	0.72 표준이하 표준 0.75~0.85
내장지방레벨	2 표준 표준 1~9
기초대사량	1,180 kcal 21.6 × 제지방량(kg) + 370
체성분점수	72 / 100 표준 80점

체중 조절 가이드 Weight Control

적정체중	48.7 kg 제지방량 증가 + 목표 체지방률 23%
체중조절	+3.1 kg
근육조절	+2.4 kg
지방조절	+0.7 kg

본 결과지는 실제 측정 결과가 아닌 가상의 합성 데이터입니다. 교육 및 소프트웨어 테스트 목적으로만 사용하며, 실제 인물·기관·측정기와 무관합니다. 기재된 성명은 가명이고 측정기기명은 가상의 모델명입니다.

체성분 분석 결과는 건강 상태 참고용 정보이며 의학적 진단이 아닙니다. 정확한 진단과 치료는 의료 전문가와 상담하시기 바랍니다. · 표준범위는 신장 기준 표준체중에서 산출한 참고값입니다.